

AUDAR®

User Manual

E1



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN Smart Healthcare Watch
- FR Montre Connectée Santé
- DE Intelligentes Gesundheitsarmband
- IT Healthcare Inteligente d'Orologio
- ES Pulsera Inteligente para el Cuidado de la Salud
- PL Smartwatch monitorujący zdrowie
- JP スマートヘルスケアウォッチ

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Audar E1. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji, nawet jeśli już korzystaliście z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Prosimy nie remontować produktu, może być to niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:







<http://augustint.com/en/declaration/>

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

■ Przechowywanie i użytkowanie

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich temperatur. |  | Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. |
|  | Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu. |  | Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem. |
|  | Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia. |  | Nie drap i nie przekładaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami. |

Utrzymanie

■ Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia przycisków i obudowy. |  | Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną ścierną, detergentem, spirytusem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym. |
|---|---|--|--|

2. Główne cechy

- Monitor tętna i ciśnienia krwi EKG/PPG
- Kroki, przebyte dystans i dziennik kalorii
- Monitorowanie jakości snu
- Inteligentne powiadomienia o połączeniach i wiadomościach
- Kompatybilny z systemami Apple iOS i Android

3. Zawartość zestawu



E1



Magnetyczny kabel ładowający USB



Instrukcja obsługi

4. Nazwy części i ich funkcje



1. Wyświetlacz TFT
2. Przycisk dotykowy
3. Przycisk zasilania
4. Metalowy pierścień EKG
5. Pasek do zegarka

Skrócona instrukcja obsługi

1. Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą swojego urządzenia lub wyszukaj „AUDAR”, aby pobrać i zainstalować aplikację z Google Play lub Apple App Store.



Wymaga Androida 4.4 lub nowszego lub iOS 8.2 lub nowszego.


1. Proszę całkowicie naładować E1 przed pierwszym użyciem lub jeśli nie był używany przez dłuższy czas. Aby naładować urządzenie, najpierw podłącz do E1 magnetyczny kabel ładowający, a następnie podłącz kabel do zasilanego portu USB.
2. Ikona baterii zapełni się podczas ładowania. Po naładowaniu zostanie wyświetlony komunikat o pełnej baterii. Upewnij się, że napięcie wyjściowe z portu USB lub ładowarki wynosi 5V.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć E1.
4. Upewnij się, że E1 znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od Twojego urządzenia. Aby sparować, uruchom aplikację AUDAR na telefonie i naciśnij < Sparuj opakę >. Upewnij się, że udzielasz pozwolenia lub akceptujesz wymagania systemowe, gdy zostaniesz o to poproszony.
5. Po sparowaniu wprowadź wymagane dane osobowe i naciśnij „Zapisz”. Następnie ustal swój cel zdrowotny (liczbę kroków, które zamierzasz przejść każdego dnia) Po zakończeniu naciśnij Zapisz, aby przejść do strony głównej aplikacji.
6. E1 jest gotowy do użycia.

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Instrukcja bezpieczeństwa | 1 |
| 2. Główne cechy | 2 |
| 3. Zawartość zestawu | 2 |
| 4. Nazwy części i ich funkcje | 2 |
| 5. Ładowanie | 5 |
| 6. Obsługa urządzenia | 5 |
| 6.1 Zegarek | 5 |
| 6.1.1 Czas i data (wyświetlanie domyślne) | 5 |
| 6.1.2 Kroki | 6 |
| 6.1.3 Kalorie | 6 |
| 6.1.4 Przebyty dystans | 6 |
| 6.1.5 EKG | 6 |
| 6.1.6 Tętno | 7 |
| 6.1.7 Ciśnienie krwi | 7 |
| 6.1.8 Sen | 8 |
| 6.1.9 Stoper | 8 |
| 6.1.10 Wiadomości | 8 |
| 6.1.11 Znajdź telefon | 9 |
| 6.1.12 Ustawienia tarcz | 9 |
| 6.1.13 Jasność | 10 |
| 6.1.14 Informacje o E1 | 10 |
| 6.2 Aplikacja AUDAR | 11 |
| 6.2.1 Parowanie | 11 |
| 6.2.2 Dane osobowe | 12 |
| 6.2.3 Strona główna | 12 |
| 6.2.3.1 Kroki | 13 |
| 6.2.3.2 Sen | 13 |
| 6.2.3.3 Tętno | 14 |
| 6.2.3.4 Analiza HRVA (EKG) | 15 |
| 6.2.3.5 Ciśnienie krwi | 16 |
| 6.2.3.6 Zmęczenie | 17 |
| 6.2.4 Opcje urzędzenia | 18 |
| 6.2.4.1 Dane osobowe | 18 |
| 6.2.4.2 Raport tygodniowy | 19 |
| 6.2.4.3 Aktywuj kamerę | 19 |
| 6.2.4.4 Bieg | 19 |
| 6.2.4.5 Zarządzanie urządzeniami | 20 |
| 6.2.4.6 Ustawienia ogólne | 22 |
| 6.2.4.7 Informacje ogólne | 22 |
| 6.2.4.8 Informacje CareMate | 22 |
| 7. Rozwiązywanie problemów | 24 |
| 8. Specyfikacja | 24 |
| 9. Gwarancja | 25 |

5. Ładowanie

Aby naładować E1, użyj kabla zasilającego, aby podłączyć E1 do zasilanego portu USB.



Ikona baterii zapełni się podczas ładowania. Po naładowaniu zostanie wyświetlony komunikat o pełnej baterii. Upewnij się, że napięcie wyjściowe z portu USB lub ładowarki wynosi 5V.

6. Obsługa urządzenia

6.1 Zegarek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć E1.

Aby wyłączyć E1:

1. Naciśnij przycisk dotykowy, aby wybrać tryb informacji o systemie E1.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy.
3. Naciśnij przycisk dotykowy, aby wybrać opcję tak.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby potwierdzić, że chcesz wyłączyć E1.

Naciśnij przycisk dotykowy, aby aktywować ekran. Po aktywacji ekran będzie się świecił przez 5 sekund. Gdy ekran jest aktywny, naciśnij przycisk dotykowy, aby przełączać między następującymi trybami: Godzina i data (wyświetlanie domyślne), Kroki, Kalorie, Dystans, EKG, Tętno, Ciśnienie krwi, Sen, Stoper, Wiadomości, Znajdź telefon, Tarcze, Jasność i Informacje o systemie E1.

Pomiary służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

6.1.1 Czas i data (wyświetlanie domyślne)



Dzień
Data (DD/MM)
Wyświetlanie godziny
Kroki Tętno

6.1.2 Kroki



Ilość zrobionych kroków

E1 wyświetli liczbę kroków. Aby uzyskać dokładny odczyt, zalecamy upewnienie się, że dane wprowadzone w sekcji danych osobowych są tak dokładne, jak to możliwe (patrz 5.2.2).

6.1.3 Kalorie



Kalorie

E1 obliczy spalane kalorie na podstawie liczby wykonanych kroków.

6.1.4 Przebyty dystans



Dystans

E1 obliczy przebytą odległość na podstawie liczby wykonanych kroków. Aby uzyskać dokładny odczyt, zalecamy upewnienie się, że dane wprowadzone w sekcji danych osobowych są tak dokładne, jak to możliwe (patrz 5.2.2).

6.1.5 EKG



EKG



EKG

Gest pomiaru

-6-



EKG Po wejściu w tryb EKG i naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku dotykowego przez 3 sekundy, aktywowany jest pomiar EKG. Aby zmierzyć EKG, umieść kciuk i palec wskazujący na metalowym pierścieniu EKG, jak pokazano na rysunku, i trzymaj palce nieruchomo podczas pomiaru. Może to zająć około 30 sekund. Po zakończeniu dane EKG można sprawdzić w AUDAR APP.

Uwaga: Jeśli przebieg EKG jest zniekształcony lub znacznie dryfuje, tętno i ciśnienie krwi mogą nie być dokładne, dlatego należy ponownie je zmierzyć. Jeśli przewodność jest słaba podczas testu EKG, przed badaniem zwilż wodą skórę nadgarstka w obszarze łączenia czujnika. Pomiaru służyć wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego!

6.1.6 Tętno



Tętno

Gdy wejdiesz w tryb pomiaru tętna, E1 rozpocznie pomiar Twojego tętna. Może to potrwać do minuty. Po zakończeniu E1 zacznie wibrować i wyświetli aktualne tętno w BPM (uderzeniach na minutę).

6.1.7 Ciśnienie krwi



Ciśnienie krwi

Gdy wejdiesz w tryb pomiaru ciśnienia krwi, E1 rozpocznie pomiar ciśnienia krwi. Może to potrwać do minuty. Po zakończeniu E1 zacznie wibrować i wyświetli pomiar.

-7-

6.1.8 Sen



Dane dotyczące snu

Gdy wejdiesz w tryb snu, E1 wyświetli dane o twoim śnie.

6.1.9 Stoper



omiar czasu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby uruchomić stoper. Naciśnij przycisk dotykowy, aby wstrzymać lub wznowić stoper. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby zresetować stoper i wyjść.

6.1.10 Wiadomości



Wiadomości

Gdy wejdiesz w tryb Wiadomości, E1 wyświetli podsumowanie wiadomości w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, a E1 wyświetli szczegóły wiadomości.

6.1.11 Znajdź telefon



Znajdź sparowane urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję „Znajdź sparowane urządzenie”. Sparowane urządzenie będzie dzwonić lub wibrować w zależności od ustawień, umożliwiając jego zlokalizowanie.

Uwaga: sparowane urządzenie musi znajdować się w zasięgu Bluetooth, aby można je było znaleźć (10m). Jeśli nie słyszysz urządzenia, spróbuj przemieścić się do innego pokoju i ponownie włączyć funkcję.

6.1.12 Ustawienia tarcz



Ustawienia tarcz

Po wejściu w ustawienia tarcz naciśnij przycisk dotykowy, aby wybrać tarczę. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk dotykowy, aby potwierdzić.



Tarcza 1



Tarcza 2



Tarcza 3



Tarcza 4

6.1.13 Jasność



Jasność

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ustawiania jasności. Następnie naciśnij przycisk, aby ustawić poziom jasności.

6.1.14 Informacje o E1



Informacje systemowe E1

Sekcja E1 Information zawiera unikalny identyfikator zegarka. Jest to przydatne w przypadku parowania zegarka, gdy w pobliżu znajduje się wiele zegarków E1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk dotykowy, aby wybrać tak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby potwierdzić, że chcesz wyłączyć E1.



6.2 Aplikacja AUDAR




Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „AUDAR”, aby pobrać i zainstalować aplikację z Google Play lub Apple App Store. Wymaga Androida 4.4 lub nowszego lub iOS 8.2 lub nowszego.



6.2.1 Parowanie

1. Uruchom „AUDAR” i wybierz serwer jako „Inny kraj”, a następnie kliknij „Zarejestruj się” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć tworzenie konta.
2. Uruchom „AUDAR” i wybierz „Paruj opaskę”. Zaloguj się na swoje konto AUDAR.
3. Wybierz „Jestem użytkownikiem”, następnie kliknij „Paruj opaskę” i wybierz E1 z listy urządzeń.
4. Jeśli w pobliżu znajduje się więcej niż jeden E1, sprawdź adres MAC na E1, aby określić, który z nich wybrać (patrz 5.1.10).
5. Po sparowaniu ikona stanu połączenia Bluetooth pojawi się na ekranie ekran E1.


Uwaga: w przypadku urządzeń z systemem Android upewnij się, że przyznałeś uprawnienia systemowe „AUDAR”, gdy zostaniesz o to poproszony. W przypadku urządzeń z systemem iOS upewnij się, że po wyświetleniu monitu potwierdzisz wymaganie połączenia Bluetooth.



6.2.2 Dane osobowe


Po sparowaniu E1 wprowadź wymagane dane osobowe i naciśnij „Zapisz”. Następnie ustal swój cel zdrowotny (liczbę kroków, które zamierzasz przejść każdego dnia). Po zakończeniu naciśnij Zapisz, aby przejść do strony głównej.

Możesz edytować te informacje później. Dalsze instrukcje znajdują się w punkcie 5.2.4.1.



6.2.3 Strona główna

Strona główna pozwala zobaczyć liczbę kroków, które przeszedłeś, czas snu i najnowsze pomiary tętna, analizę HRV, ciśnienie krwi i stan zmęczenia.




Uwaga: Pomiary służą wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

6.2.3.1 Kroki

Bieżąca liczba kroków zostanie wyświetlona na stronie głównej. Wybierz sekcję kroków na stronie głównej, aby wyświetlić więcej informacji.

Uwaga: Pomiary służą wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

- Przesuń datę w prawo, aby wyświetlić starsze dane.
- Wybierz słupek na wykresie, aby wyświetlić dokładną liczbę wykonanych kroków.
- Pod wykresem słupkowym można znaleźć więcej informacji o wykonanych krokach, przebytej odległości i spalonych kaloriach.
- Wybierz <Notatki>, aby zmienić swój cel zdrowotny (liczbę kroków, które zamierzasz przejść każdego dnia).
- Wybierz dzień, tydzień lub miesiąc, aby zmienić długość wyświetlanego okresu.
- Wybierz Udostępnij i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić najnowsze informacje.




6.2.3.2 Sen

Najnowsze dane dotyczące snu zostaną wyświetlone na stronie głównej.

Wybierz sekcję snu na stronie głównej, aby wyświetlić więcej informacji.

Uwaga: Pomiary służą wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

- Przesuń datę w prawo, aby wyświetlić starsze dane.
- Wybierz słupek na wykresie, aby wyświetlić dokładną ilość snu w tym czasie.
- Wybierz dzień, tydzień lub miesiąc, aby zmienić długość wyświetlanego okresu.
- Wybierz Udostępnij i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić swoje ostatnie dane dotyczące snu.




6.2.3.3 Tętno

Ostatni pomiar tętna zostanie wyświetlony na stronie głównej. Wybierz sekcję tętna na stronie głównej, aby wyświetlić więcej informacji lub przeprowadzić pomiar.

Uwaga: Pomiaru służyć wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

- Ostatni pomiar jest wyświetlany w górnej połowie ekranu.
- Monitorowanie tętna w urządzeniu i badanie EKG mogą aktualizować dane dotyczące tętna.
- Inne ostatnie pomiary są wyświetlane w dolnej połowie ekranu. Przesuń w górę, aby wyświetlić starsze pomiary.
- Wybierz dzień, tydzień lub miesiąc, aby wyświetlić wykres słupkowy pomiarów tętna. Dotknij jednego słupka na wykresie, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Przesuń datę w prawo, aby wyświetlić starsze dane.
- Naciśnij udostępnij i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić najnowszy pomiar.




6.2.3.4 Analiza HRV (EKG)

Naciśnij „pomiar EKG” i „rozpocznij pomiar”. Pomiar EKG zostanie aktywowany. Aby zmierzyć EKG w aplikacji, umieść kciuk i palec na metalowym pierścieniu EKG i trzymaj palce nieruchomo podczas pomiaru. Może to zająć około 30 sekund. Po zakończeniu można sprawdzić dane EKG.

- Ostatni pomiar jest wyświetlany w górnej połowie ekranu.
- Inne ostatnie pomiary są wyświetlane w dolnej połowie ekranu. Przesuń w górę, aby wyświetlić starsze pomiary.
- Wybierz, aby wyświetlić poprzednie dane. Możesz zobaczyć szczegółowy raport / raport o stanie zdrowia i odtwarzanie EKG. Jeśli przewodność jest słaba podczas testu EKG, przed badaniem zwilż wodą skórę nadgarstka w obszarze łączenia czujnika.
- Naciśnij Udostępnij i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić najnowszy pomiar.



ECG measurement





Stop playback

6.2.3.5 Ciśnienie krwi

Ostatni pomiar ciśnienia krwi zostanie wyświetlony na stronie głównej. Dotknij sekcji ciśnienia krwi na stronie głównej, aby wyświetlić starsze pomiary lub przeprowadzić nowy pomiar.

Uwaga: Pomiary służą wyłącznie jako odniesienie i nie są przeznaczone do użytku medycznego.



- Ostatni pomiar jest wyświetlany w górnej połowie ekranu.
- Inne ostatnie pomiary są wyświetlane w dolnej połowie ekranu. Przesuń w górę, aby wyświetlić starsze pomiary.
- Wybierz dzień, tydzień lub miesiąc, aby wyświetlić wykres słupkowy pomiarów ciśnienia krwi. Dotknij jednego słupka na wykresie, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Przesuń datę w prawo, aby wyświetlić starsze dane.
- Naciśnij Udostępnij i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić najnowszy pomiar.



6.2.3.6 Zmęczenie


Stan zmęczenia zostanie wyświetlony na stronie głównej. Wybierz sekcję zmęczenia, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje lub przeprowadzić nowy pomiar.

- Ostatni pomiar jest wyświetlany w górnej połowie ekranu.
- Inne ostatnie pomiary są wyświetlane w dolnej połowie ekranu. Przesuń w górę, aby wyświetlić starsze pomiary.
- Wybierz dzień, tydzień lub miesiąc, aby wyświetlić wykres słupkowy. Dotknij jednego słupka na wykresie, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Przesuń datę w prawo, aby wyświetlić starsze dane.
- Naciśnij udostępnić i wybierz serwis społecznościowy, aby udostępnić najnowszy pomiar.



6.2.4 Opcje urządzenia

Naciśnij <☰> i sparuj opaskę, aby wyświetlić menu opcji urządzenia. Wybierz jedną z opcji, aby wejść do tej sekcji.




6.2.4.1 Dane osobowe

W tej sekcji możesz przeglądać i zmieniać następujące dane osobowe:


- Płeć
- Wiek
- Wysokość
- Waga
- Ręka na której jest noszone urządzenie
- Jednostki używane dla odległości, wzrostu i wagi
- Format czasu
- Wartości referencyjne ciśnienia krwi

Po zakończeniu naciśnij Zapisz, aby wrócić do strony głównej aplikacji.



6.2.4.2 Raport tygodniowy

Raport tygodniowy umożliwia przeglądanie wszystkich danych z poprzedniego tygodnia na jednym ekranie.



6.2.4.3 Aktywuj aparat fotograficzny

Ta funkcja pozwala zdalnie aktywować aparat w telefonie poprzez potrząśnięcie E1.





1. Wybierz „Aktywuj aparat”, aby rozpocząć.
2. Po włączeniu aparatu potrząśnij nadgarstkiem z E1, aby zrobić zdjęcie.
3. Naciśnij „Anuluj”, aby powrócić do strony głównej.

6.2.4.4 Bieg

Ta funkcja pomoże Ci monitorować bieg. Naciśnij „Cumulative Running X Times”, aby wyświetlić historię biegania.

Naciśnij „Start”, aby rozpocząć bieg.



- Naciśnij <☹>, aby przełączyć widok pomiędzy normalnym i mapą.
- Naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk, aby wstrzymać.
- Podczas wstrzymania naciśnij zielony przycisk, aby wznowić.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć bieg.



6.2.4.5 Zarządzanie urządzeniem

Ekran zarządzania urządzeniem umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania baterii E1 i korzystanie z następujących funkcji:

- Zarządzanie połączeniami
 - Zobacz stan połączenia opaski
 - Sparuj lub rozparuj opaskę
 - Szukaj opaski
 - Naciśnięcie przycisku „Wyszukaj opaskę” spowoduje, że opaska zacznie wibrować, umożliwiając jej znalezienie.
- Uwaga: funkcja wyszukiwania będzie działać tylko wtedy, gdy opaska znajduje się w zasięgu Bluetooth (10m).
- Przypomnienie (pozwala ustawić ciche powiadomienia wibracyjne)
 - Powiadomienie o połączeniu telefonicznym: < > zostanie wyświetlone, gdy pojawi się połączenie przychodzące.
 - Powiadomienie o wiadomości: < > zostanie wyświetlone, gdy pojawi się wiadomość przychodząca.
 - Budzik: Opaska będzie wibrować o ustawionej godzinie, a na ekranie zostanie wyświetlony symbol < >.
 - Powiadomienie aplikacji: W tej sekcji możesz przełączać, czy wyświetlać „powiadomienia” z szeregu aplikacji, takich jak Facebook, Twitter, WhatsApp itp.
 - Nie przeszkadzać: Funkcja nie przeszkadzać pozwala ustawić okres, w którym wszystkie powiadomienia będą ignorowane (np. w nocy od 23:00 do 08:00).
 - Automatyczna aktywacja ekranu: Gdy jest włączona, ekran uaktywni się, gdy poruszyś nadgarstkiem.
 - Automatyczny pomiar godzinowy: Gdy opcja ta jest włączona, pomiar będzie przeprowadzany automatycznie co godzinę. Zalecamy włączenie tej funkcji w celu otrzymania jak najdokładniejszych danych.
 - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Na tej stronie wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego opaski i informacja, czy dostępna jest nowsza wersja.



6.2.4.6 Ustawienia ogólne

- Dane osobowe: więcej informacji można znaleźć w sekcji 5.2.4.1.
- Cel zdrowotny: umożliwia ustawienie liczby kroków, które zamierzasz przejść każdego dnia.
- Integracja aplikacji innych firm
 - Apple Health (tylko urządzenia Apple)
 - Google Fit (tylko urządzenia z Androidem)
- Przywróć ustawienia fabryczne: umożliwia wykonanie pełnego resetu do ustawień fabrycznych, co spowoduje usunięcie wszystkich danych i usunięcie połączenia między aplikacją a opaską.
- Usuń dane: umożliwia usunięcie wszystkich danych zapisanych w aplikacji.

6.2.4.7 Informacje ogólne

Sekcja Informacje wyświetla numer wersji aplikacji i umożliwia dostęp do funkcji Pomoc.

W sekcji Pomoc możesz

- Przesłać nam swoją opinię i sugestie dotyczące opaski lub aplikacji AUDAR lub zgłosić błąd.
- Zobaczyć listę najczęściej zadawanych pytań (dotknij jednego z pytań, aby przeczytać odpowiedź).

6.2.4.8 Informacje CareMate

- Subskrybuj czyjeś dane dotyczące ćwiczeń i zdrowia
Prośbę o zostanie CareMate można złożyć, wyszukując numer telefonu komórkowego lub adres e-mail użyty do rejestracji konta AUDAR.

Po zatwierdzeniu wniosku możesz kliknąć „Mój opiekun” w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę obserwowanych użytkowników i monitorować ich dane dotyczące ćwiczeń i zdrowia w czasie rzeczywistym.

Ponadto żądanie śledzenia można przesłać, skanując kod QR innego użytkownika. Informacje o kodzie QR znajdują się w rozwijanym menu w prawym górnym rogu.

- Prośba o opiekę
Możesz zatwierdzić lub odrzucić dowolną prośbę CareMate, klikając „Zgłoszenie opieki” w rozwijanym menu w prawym górnym rogu.

- Opiekuj się mną

Klikając „Opiekuj się mną” w rozwijanym menu w prawym górnym rogu, możesz uzyskać dostęp do pełnej listy wszystkich CareMate, którzy cię obserwowali.

Widoczność pojedynczych danych zdrowotnych dla Twojego CareMate może być modyfikowana w dowolnym momencie po kliknięciu na konkretnego CareMate na liście.

7. Rozwiązywanie problemów

| Problem | Rozwiązanie |
|--------------------------------|--|
| Nie można włączyć urządzenia | <ul style="list-style-type: none">■ W pełni naładuj E1■ Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy |
| Nie można naładować urządzenia | <ul style="list-style-type: none">■ Ponownie podłącz E1 do kabla ładującego■ Użyj dostarczonego kabla do ładowania, aby podłączyć go do zasilanego portu USB |
| Nie można sparować urządzenia | <ul style="list-style-type: none">■ Potwierdź, że Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu■ Potwierdź, że E1 znajduje się w odległości do 10 m od urządzenia■ Potwierdź, że adres Mac na E1 jest taki sam, jak ten pokazany w aplikacji■ Upewnij się, że akceptujesz wymagania systemowe podczas parowania |
| Brak danych w aplikacji | <ul style="list-style-type: none">■ Potwierdź, że E1 jest sparowany z urządzeniem■ Spróbuj włączyć automatyczny pomiar godzinowy w sekcji zarządzania urządzeniem |
| Nie można odbierać powiadomień | <ul style="list-style-type: none">■ Potwierdź, że E1 jest sparowany z Twoim urządzeniem■ Sprawdź ustawienia Przypomnienia w sekcji Zarządzanie urządzeniem |

8. Specyfikacja

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kolorowy ekran TFT | 1,22 cala |
| Wersja Bluetooth | v4.2BLE |
| Bateria | Akumulator litowo-polimerowy 220mAh |
| Czas pracy | Do 10 dni |
| Czas czuwania | Do 20 dni |
| Czas ładowania | Okolo 2 godzin |
| Materiał paska | TPU termoplastyczny poliuretan |
| Pyłoszczelność i wodoodporność | IP67 |
| Waga netto | 45g |
| Wymiary | 260 x 46,5 x 12,5 mm |

9. Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

- Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i kłeskę żywiołową.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
- Przed zwrotem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.
- Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:

Telefon: +44 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem <http://www.augustint.com/en/declaration>

